





# PROTEGE BASSIN HYPOALLERGENIQUE DR HELEWA AVEC TAMPON ABSORBANT 600ML (X20)

LIBELLE PACKAGING: EN - Bedpan liner

#### **DESCRIPTION**

- Protection des bassins de lit pour confiner les excrétas
- Absorption ultra rapide de 600 ml / 20 oz
- Maitrise du risque infectieux et des odeurs

Le sac et son tampon super absorbant Alveol-Technology qui composent le Protège Bassin 600 permettent l'élimination des excrétas des patients dépendants dans des conditions optimales d'hygiènes et de sécurité, ainsi que la neutralisation des odeurs. Une mise place facile et rapide du sac protège-bassin 600 permet de recouvrir et protéger intégralement le bassin ; le tampon placé au fond du bassin assure, quant à lui, une absorption ultra-rapide de 600 ml / 20 oz de matières et urines, neutralisant projections et souillures. Une fois le bassin utilisé, le sac et le tampon se retirent et se ferment facilement et sont prêts à jeter dans les déchets ménagers, ou selon le protocole en viqueur.

Le sac et le tampon sont testés dermatologiquement et hypoallergéniques.

#### INDICATIONS D'UTILISATION

Indiqué pour les patients alités dépendants en établissement de santé ou en transport sanitaire d'urgence.

#### **INFORMATIONS TECHNIQUES**

### COMPOSITION

Sac : polyéthylène

Tampon super absorbant : Micro-Cellulose & Polymères Super Absorbants C5 (Acrylic Acid Polymer Sodium Salt) + papier de soie absorbant (pâte de cellulose PW416)

Latex ? non	BPA ? non
Phtalates ? non	
Considéré comme médicament ? non	
Origine animale ou végétale ? non	
Stérile ? non	

Sur chaque conditionnement primaire et secondaire, pour les dispositifs médicaux, sont inscrits le numéro de lot, le mode de stérilisation éventuel, la date de péremption et/ou de fabrication et les symboles utilisés en accord avec la norme NF EN 15223-1.





# FICHE TECHNIQUE B60020

## **INFORMATIONS REGLEMENTAIRES**

Classe dispositif médical : I

**OPERATEURS ECONOMIQUES:** 

FABRICANT : DIDACTIC

#### **INFORMATIONS LOGISTIQUES**

Nomenclature douane: 48189010

	UNITE	BOITE		CARTON		
Référence	EAN	EAN	QTE	EAN	QTE	
B60020	3661809029950	3661809029967	20	3661809029974	360	

	UNITE		BOITE		CARTON		
Référence	dimensions	poids	dimensions	poids	dimensions	poids	
B60020			11.50 x 11.50 x 20.00	.900	37.00 x 37.00 x 42.00	16.900	

dimensions (hauteur x largeur x profondeur) en cm, poids en kg

