

Fauteuils Releveurs Électriques



Gamme RELAX

■ *Initial*

NOUVEAUTÉ



■ *Touch*


NOUVEAUTÉ

■ *Confort*



Relax Initial 1 moteur

Dossier et repose-jambes s'inclinent de façon simultanée



2 couleurs

Télécommande simple et intuitive



NOUVEAUTÉ



Revêtement touché velours



Assise : ressorts ensachés et mousse 25 kg/m³



1 poche de rangement latérale



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

Largeur hors-tout	Profondeur hors-tout	Hauteur hors-tout	Largeur assise	Profondeur assise	Hauteur du dossier	Hauteur des accoudoirs	Hauteur d'assise
80 cm	85 à 165 cm	100 cm	55 cm	48 cm	62 cm	15 cm	55 cm

Poids fauteuil	Poids maxi utilisateur
52 kg	130 kg




Dimensions ± 1 cm.

RelaxTouch

1 moteur

Dossier et repose-jambes s'inclinent de façon simultanée



3 couleurs

Télécommande simple et intuitive



Coutures ton sur ton



Anthracite



2 poches de rangement latérales



Profondeur d'assise réglable : 42 ou 51 cm

Mousse d'assise dense et confortable 36 kg/m³



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

Largeur hors-tout	Profondeur hors-tout	Hauteur hors-tout	Largeur assise	Profondeur assise	Hauteur du dossier	Hauteur des accoudoirs	Hauteur d'assise
85 cm	86 à 165 cm	109 cm	48 cm	42 ou 51 cm	66 cm	19 cm	51 cm

Poids fauteuil	Poids maxi utilisateur
51,5 kg	130 kg




Dimensions ± 1 cm.

RelaxTouch

ERGO

2 moteurs

Dossier et repose-jambes peuvent être inclinés de façon indépendante




3 couleurs

Télécommande simple et intuitive



Coutures ton sur ton



Profondeur d'assise réglable :
42 ou 51 cm

Mousse d'assise dense et confortable
36 kg/m³

2 poches de rangement latérales



2 roulettes à l'arrière pour faciliter le déplacement



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

Largeur hors-tout	Profondeur hors-tout	Hauteur hors-tout	Largeur assise	Profondeur assise	Hauteur du dossier	Hauteur des accoudoirs	Hauteur d'assise
85 cm	86 à 165 cm	109 cm	48 cm	42 ou 51 cm	66 cm	19 cm	51 cm

Poids fauteuil	Poids maxi utilisateur
53 kg	130 kg



Dimensions ± 1 cm.

Relax Confort 4 moteurs

Dossier et repose-jambes peuvent être inclinés de façon indépendante + appui-tête et soutien lombaire réglables

Gris Foncé

1 couleur

Appui-tête réglable électriquement



Soutien lombaire ajustable électriquement



1 poche de rangement latérale



Télécommande avec touches rétro-éclairées et prise USB



NOUVEAUTÉ

Revêtement aspect cuir avec couture ton sur ton



Assise : ressorts ensachés et mousse 25 kg/m³



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

Largeur hors-tout	Profondeur hors-tout	Hauteur hors-tout	Largeur assise	Profondeur assise	Hauteur du dossier	Hauteur des accoudoirs	Hauteur d'assise
85 cm	80 à 155 cm	105 cm	52 cm	48 cm	65 cm	14 cm	50 cm

Poids fauteuil	Poids maxi utilisateur
51 kg	130 kg



Dimensions ± 1 cm.

Pourquoi choisir un fauteuil releveur ?

Quels avantages pour le corps ?

■ **Aide au lever** : Grâce à la fonction releveur, l'assise et la sortie du fauteuil sont facilitées.

■ **Soutien du corps** : Ce type de fauteuil prend en compte la répartition de la pression exercée sur les parties du corps.

■ **Soutien des jambes en continu** lors du changement de position pour une diminution de la pression des genoux.

Une position allongée est reconnue pour avoir une action bénéfique sur la pression veineuse dans les membres inférieurs.

Fonctionnalités avec 1 moteur

Avec 2 moteurs

■ POSITION RELAX



Incliner légèrement le dossier et lever les jambes

■ POSITION RELEVÉE



Se relever plus facilement

■ POSITION « ALLONGÉE »



Incliner partiellement le dossier et lever les jambes

■ POSITION MIXTE



Activer le dossier **ou** le repose-jambes séparément

Avec 4 moteurs

■ CONFORT +

Appui-tête et soutien lombaire réglables

RÉFÉRENCES :

RELAX INITIAL	RÉFÉRENCES	CODES ACL
Gris	SA4278000	36643 901 701 9 3
Marron	SA4277000	36643 901 701 8 6

RELAX TOUCH 1 MOTEUR	RÉFÉRENCES	CODES ACL
Marron glacé	SA4222400	36643 901 688 2 4
Anthracite	SA4222600	36643 901 688 4 8
Gris bleu	SA4222700	36643 901 688 5 5

RELAX TOUCH 2 MOTEURS	RÉFÉRENCES	CODES ACL
Marron glacé	SA4222000	36643 901 687 8 7
Anthracite	SA4222200	36643 901 688 0 0
Gris bleu	SA4222300	36643 901 688 1 7

RELAX CONFORT	RÉFÉRENCE	CODES ACL
Gris foncé	SA4279000	36643 901 702 0 9

Toutes les photos sont non contractuelles et certains composants peuvent évoluer pour des impératifs de fabrication ou d'amélioration.

M 094 01 24 5



Cachet du distributeur

Drive DeVilbiss Healthcare France

Chaussée du Ban la Dame - Parc d'activités Eiffel Energie
ZAC du Ban la Dame - BP 19 - 54390 FROUARD (FRANCE)
Tel. +33 (0)3 83 495 495
www.drivedevilbiss.fr

