



MediSet ® Set de pansement simple - EHPAD Set de soins



Référence **Code ACL**
478041 **4229136**

Produit

Ensemble de dispositifs nécessaire à la réalisation d'un acte de soins. Stérile à usage unique.

Indications / Classification

Set de soins préconisé lors de la réfection de pansements en cas de plaies simples ou aiguës, de plaies chroniques en fin de bourgeonnement, début d'épidermisation lorsque la plaie est peu exsudative.

MediSet ® Set de pansement simple - EHPAD est un dispositif médical de classe I stérile (TÜV-0123).

Spécifications

Composition :

Dans un blister rigide :

- 1ère alvéole : 2 pinces anatomiques (de couleurs différentes)
- 2ème alvéole : 3 tampons
- 3ème alvéole : 3 tampons

Spécifications des composants :

- Tampon : nontissé (polyester / viscose) - 30 g/m² - taille noix
- Pince anatomique : polypropylène renforcé à la fibre de verre - présentant une double denture - coloris bleu ou vert - 12,5 cm

Absence de latex.

Présentation / Conditionnement

En boîte, contenant :

- 20 blisters rigides :
- film PET/PE
- papier 60 g/m²
- 3 alvéoles

Indication claire de la composition du set, du numéro de lot, de la date de péremption et du sens de l'ouverture.

Nombre de blisters / boîte : 20
Nombre de boîtes / carton : 6
Nombre de cartons / palette : 15

Dimensions du blister : 175 x 140 mm
Dimensions de la boîte : 350 x 140 x 240 mm
Dimensions du carton : 768 x 373 x 304 mm

Stérilisation

A l'oxyde d'éthylène.
Durée de vie : 3 ans.