

MediSet® Pansement plaies chroniques / 5 soins

- Set standard

Set de soins



(photo non contractuelle)

Référence **GTIN**
478549 **3261480004644**

Produit

Set de soins stérile à usage unique proposé lors de la réalisation de soins à domicile.

MediSet® Pansement plaies chroniques / 5 soins - Set standard est conforme à la réglementation LPPR.

Les sacs à déchets sont conformes à la norme NF X 30 - 501 relative aux emballages pour déchets d'activité de soins mous à risque infectieux.

Indications / Classification

Set de soins proposé pour le nettoyage et la réfection de pansement pour plaies chroniques avec peau péri-lésionnelle saine.

MediSet® Pansement plaies chroniques / 5 soins - Set standard est un assemblage de dispositifs médicaux.

Spécifications

Composition :

Dans une boîte :

* 5 blisters rigides stériles de 3 alvéoles comprenant (du haut vers le bas) :

- 1 champ imperméable
- 1 pince précision à mors fins
- 1 pince anatomique double mors
- 10 compresses

* Hors blister :

- 5 pansements Hydrofilm® stériles
- 2 paires de ciseaux stériles
- 5 sacs à déchets de soins
- 1 notice d'emploi

Spécifications des composants :

- Champ imperméable : 2 couches : non tissé polypropylène et film polyéthylène - 36 g/m² - 30 x 45 cm - bleu
- Pince à mors fin : polypropylène renforcé à la fibre de verre - coloris gris - 12,5 cm
- Pince anatomique : polypropylène renforcé en fibre de verre - présentant une double denture - coloris vert - 12,5 cm
- Compresses : nontissé (polyester/viscose) - 30 ou 40 g/m² - 10 x 10 cm
- Pansements Hydrofilm® : film en polyuréthane - adhésif émulsion acrylique - transparent - perméable à la vapeur d'eau et à l'oxygène - imperméable à l'eau et aux bactéries - 10 x 15 cm - en pochette pelable papier-film - stérilisation à l'oxyde d'éthylène
- Ciseaux pointus/pointus : Manche : polypropylène renforcé, 30% fibre de verre renforcée, bleu - Lame : acier inoxydable - Rivet : aluminium - en pochette pelable papier-film - stérilisation à l'oxyde d'éthylène
- Sac à déchets : sac avec liens coulissants - polyéthylène - 400 x 350 mm - conforme à la norme française NF X 30-501 pour déchets d'activités de soins mous à risques infectieux (perforants/liquides strictement interdits) - 15 L

Absence de latex.

Code LPPR : 6317471

Présentation / Conditionnement

Conditionné en boîte, accompagné d'une notice d'emploi par boîte.

Blister rigide :

- film PVC
- papier 60 g/m²

Indication claire de la composition du set, du numéro de lot, de la date de péremption et du sens de l'ouverture.

Nombre de blisters / boîte : 5

Nombre de boîtes / carton : 12

Dimensions du blister : 185 x 140 mm

Dimensions de la boîte : 282 x 188 x 92 mm

Dimensions du carton : 596 x 400 x 304 mm

Stérilisation

A l'oxyde d'éthylène pour les blisters, les pansements et les ciseaux.

Durée de vie : Maximum 3 ans ou la durée de vie du composant ayant la durée de vie la plus courte.

Conservation / Stockage

Conserver dans un endroit propre et sec (craint l'humidité), à l'abri de la lumière du soleil.