


## Grassolind® neutral

### Pansements gras



Référence	Taille ou dimensions	Code ACL
499310	5 x 5 cm	7128890
499313	7,5 x 10 cm	7128360
499314	10 x 10 cm	7118383
499315	20 x 20 cm	4539380
499336	10 x 20 cm	7118408
499350	5 x 5 cm	7128909
499353	7,5 x 10 cm	7128915
499354	10 x 10 cm	4234568

### Produit

Les compresses à imprégnation lipidique stériles sans principe actif Grassolind® neutral sont utilisées pour le soin des plaies.

### Indications / Classification

Les compresses stériles imprégnées sans principe actif Grassolind® neutral à usage unique sont utilisées pour le traitement des plaies et des berges des plaies, en particulier des plaies superficielles exsudatives (telles que des écorchures ou des lacérations importantes ainsi que des brûlures, en chirurgie plastique et esthétique, pour l'ablation des ongles, les circoncisions, etc.) ; pour couvrir les sites donneurs lors de greffe de peau et pour fixer la greffe de peau d'épaisseur fractionnée ; elles sont aussi idéales en dermatologie ainsi que chez les sujets présentant une sensibilité cutanée ou une sensibilité envers les médicaments.

Grâce à son excipient sans principe actif, Grassolind® neutral convient particulièrement en dermatologie ainsi que chez les sujets présentant une sensibilité cutanée ou envers les substances médicamenteuses.

Les compresses imprégnées Grassolind® neutral sont destinées à couvrir les plaies primaires et sont utilisées en combinaison avec un pansement absorbant secondaire. Grassolind neutral est destiné au traitement de la peau humaine réalisé par des professionnels de santé.

Grassolind® neutral est un dispositif médical de classe IIb (TÜV - 0123).

### Spécifications

#### Composition :

Tissu de gaze de coton (tulle) imprégné d'un excipient anhydre composé de :

- Vaseline blanche
- Ester de diglycérides d'acides gras mono- et dicarboxyliques
- Cire hydrocarbonée microcristalline



### Caractéristiques :

Le motif de la fente du tulle permet à l'exsudat de passer dans une couche de pansement absorbant placé au-dessus de la compresse, évitant ainsi la macération.

L'excipient maintient la souplesse des berges de la plaie, favorise la régénération du tissu de granulation et de l'épithélium et empêche le pansement d'adhérer à la plaie.

Remboursé LPPR (pour les références 499313, 499314 et 499315 uniquement).

Absence de latex.

Absence de phtalates.

Absence de colophane.

## Présentation / Conditionnement

Présentation individuelle, sous pochette pelable.

Accompagné d'une notice d'emploi par boîte.

Référence	Taille ou dimensions produit	Nb unités / pochette	Nb pochettes / boîte	Nb boîtes / carton	Nb cartons / palette
499310	5 x 5 cm	1	10	40	198
499313	7,5 x 10 cm	1	10	20	209
499314	10 x 10 cm	1	10	20	176
499315	20 x 20 cm	1	10	8	96
499336	10 x 20 cm	1	30	5	160
499350	5 x 5 cm	1	50	12	198
499353	7,5 x 10 cm	1	50	6	198
499354	10 x 10 cm	1	50	6	176

Référence	Taille ou dimensions produit	Dimensions pochette	Dimensions boîte	Dimensions carton	Dimensions palette
499310	5 x 5 cm	89 x 117 mm	92 x 13 x 122 mm	259 x 196 x 158 mm	1200 x 800 x 1888 mm
499313	7,5 x 10 cm	114 x 168 mm	117 x 13 x 173 mm	249 x 188 x 158 mm	1200 x 800 x 1888 mm
499314	10 x 10 cm	139 x 168 mm	142 x 13 x 173 mm	297 x 188 x 154 mm	1200 x 800 x 1844 mm
499315	20 x 20 cm	269 x 239 mm	242 x 17 x 274 mm	289 x 255 x 154 mm	1200 x 800 x 1382 mm
499336	10 x 20 cm	139 x 269 mm	142 x 27 x 274 mm	289 x 157 x 154 mm	1200 x 800 x 1376 mm
499350	5 x 5 cm	89 x 117 mm	92 x 44 x 122 mm	259 x 196 x 158 mm	1200 x 800 x 1888 mm
499353	7,5 x 10 cm	114 x 168 mm	117 x 44 x 173 mm	249 x 188 x 158 mm	1200 x 800 x 1888 mm
499354	10 x 10 cm	139 x 168 mm	142 x 44 x 173 mm	297 x 188 x 154 mm	1200 x 800 x 1844 mm

## Stérilisation

Rayonnements.

Durée de vie : 5 ans.