

## MediSet® Pince à pansement 12,5 cm, verte

### Accessoire



(photo non contractuelle)

**Référence**  
**712056**

#### Produit

Pince à pansement stérile à usage unique.

#### Indications / Classification

Dispositif destiné à préserver les conditions aseptiques lors de gestes précis (par exemple : la préhension du fil lors de l'ablation des fils de suture), à maintenir en place un dispositif comme des tampons ou compresses lors d'un soin (par exemple : soin des plaies) ou d'une désinfection cutanée, pour une préhension fine (par exemple : manipulation de pansement) lors d'un soin réalisé par un professionnel de santé.

MediSet® Pince à pansement 12,5 cm, verte est un dispositif médical de classe I stérile (TÜV-0123).

#### Spécifications

*Composition :*

Dans un blister souple :

- 1 pince anatomique plastique verte 12,5 cm

Absence de latex.

#### Présentation / Conditionnement

En boîte distributrice contenant :

Des blisters souples :

- film PA/PE
- papier 60 g/m<sup>2</sup>

Indication claire de la composition, du n° de lot, de la date de péremption et du sens de l'ouverture.

Nombre de blisters / boîte : 20

Nombre de boîtes / carton : 2

Nombre de cartons / palette : 105

Dimensions du blister : 175 x 70 mm

Dimensions de la boîte : 206 x 104 x 106 mm

Dimensions du carton : 223 x 218 x 126 mm

Dimensions de la palette : 1200 x 800 x 1038 mm

#### Stérilisation

A l'oxyde d'éthylène.

Durée de vie : 3 ans.



## Conservation / Stockage

Conserver dans un endroit propre et sec (craint l'humidité), à l'abri de la lumière du soleil.