

## Planche de transfert Ergo Identités



- 815066

- **Planche de transfert en matériau plastifié ultra-résistant**
- **Glisse exceptionnelle**

Notre planche de transfert Ergo Identités a été développée pour rendre les transferts plus sûrs et plus faciles. Sa forme incurvée permet de tourner plus facilement autour des obstacles. Elle est équipée de 2 découpes permettant d'accrocher les tubes de fauteuil. Le dessous est renforcé pour convenir aux personnes plus lourdes. Les 2 extrémités sur le dessous sont surmoulées avec un matériau antidérapant permettant de se transférer à partir de surfaces lisses. Matériau plastifié ultra-résistant. Glisse exceptionnelle. Coloris bleu-gris.

Poids 1,9 kg.

Dimensions : Long. 76 x larg. 24,5 x épaisseur 1,2 cm.

Poids maximum autorisé 190 kg.