

Fauteuil garde-robe Etac Swift Commode

Ce produit trois-en-un peut être utilisé comme fauteuil garde-robe, chaise de douche et surélévateur de toilettes.

Confortable et fonctionnel

Le fauteuil garde-robe Etac Swift est confortable et reste discret dans la chambre. Le coussin d'assise dissimule un bassin amovible muni d'un couvercle sécuritaire qui se verrouille automatiquement lorsqu'il est soulevé. Le fauteuil garde-robe Swift peut être légèrement incliné vers l'avant pour que l'utilisateur puisse se mettre debout sans effort.

3-en-1

Le fauteuil garde-robe Swift peut également servir de chaise de douche ou de surélévateur de toilettes sur pied. Les embouts souples garantissent une excellente prise sur toutes les surfaces.

Nettoyage facile

Le fauteuil garde-robe Swift a été conçu pour être facilement nettoyé. Il présente des surfaces lisses, les coussins sont facilement amovibles et résistent à la corrosion. Il est livré démonté. L'assemblage et le réglage de la hauteur sont faciles et ne nécessitent aucun outil.



Grâce aux coussins, le fauteuil garde-robe Swift est discret et s'avère très agréable pour l'habillage et le déshabillage.

Description

Fauteuil garde-robe Swift Commode avec coussins 81702030

Fauteuil garde robe Swift Commode sans coussins 81702060

Dimensions

Largeur totale : 56 cm

Largeur du siège : 54 cm

Hauteur du siège : 42-57 cm

Distance entre les accoudoirs : 45 cm

Matériaux

Siège, dossier et accoudoirs : polypropylène

Pieds : aluminium et polyamide

Embouts : TPE

Coussins de dossier et d'assise : polyéthylène et nylon

Poids

5,4 kg



Nettoyer le produit avec un agent nettoyant sans solvant (pH 5-9) ou une solution désinfectante à 70 %. Décontamination possible à 85 °C maximum si nécessaire.



Couvercle à verrouillage automatique inclus

Le bassin équipé d'un couvercle verrouillable s'intègre parfaitement dans le siège.

Accessoire



Porte-savon/support pour couvercle

80209266

Pratique aussi pour le papier toilettes
Matériau : polypropylène



Coussin d'assise souple

84005064

Matériau : polyéthylène



Dossier souple

84005065

Matériau : polyéthylène