

Pince de préhension Bloc-Soft



- **Pince de préhension avec blocage en position fermée**
- **Vidéo de présentation disponible ci-dessous**
- **Garantie à vie**

La pince de préhension Bloc-soft vous offre toute la précision et le confort qu'il vous faut pour attraper les objets lointains de votre fauteuil. Elle dispose d'une poignée en gel ultra confortable, d'une pince en caoutchouc très précise, même pour attraper les petites pièces, et d'une légèreté extrême. Son système de blocage en position fermée vous permet de ne plus serrer la poignée une fois que vous avez pincé l'objet. Pince réglable en position horizontale ou verticale. Blocage en position fermée

Poids 307 gr.

Longueur 65 ou 82 cm.

Garantie à vie

Variantes :

- 65 cm
- 82 cm



- 65 cm - 817214

- 82 cm - 817215