

Rampes télescopiques Eco



- 826079

(En réapprovisionnement - Disponible à partir du 08/11/2024)

- **Idéal pour l'accès aux véhicules**

Ces rampes sont conseillées pour les personnes en fauteuil roulant manuel. Cette paire de rampes d'accès télescopiques en 3 parties est légère et facile à transporter. Matériau aluminium avec antidérapant sur le dessus.

Poids 5.50 kg.

Dimensions : Longueur étirable de 73 à 150 cm x larg. intérieure 11,5 cm.

Poids maximum autorisé 300 kg.