



Omnipor® / Omnipor® Plus Sparadrap

Référence

900560

900562

Taille ou dimensions

Omnipor® : 2,5 cm x 5 m - en dévidoir

Omnipor® Plus : 2,5 cm x 9,2 m - en dévidoir

Code EAN13

4049500560306

4049500562102



Produit

Sparadrap auto-adhésif non stérile, en nontissé microporeux, perméable à l'air et à la vapeur d'eau. Préserve et laisse respirer la peau.

Les sparadraps Omnipor® et Omnipor® Plus sont conformes au cahier des charges de la LPPR.

Indications / Classification

Pour la fixation de pansements primaires, c'est-à-dire tout type de pansement non auto-adhésif (compresses et gazes traditionnelles), en particulier pour la protection de larges zones, ainsi que pour la fixation de canules, de sondes et/ou de cathéters.

Omnipor® / Omnipor® Plus est un dispositif médical de classe I.

Spécifications

Composition :

Nontissé : polyester/cellulose

Masse adhésive : caoutchouc synthétique - Hotmelt (haute tolérance cutanée)

Bobine : polystyrène

Masse (nontissé + adhésif) : 75 g/m² environ

Caractéristiques :

Coloris : blanc

Remboursé LPPR.

Absence de latex.

Absence de phtalates.

Absence de colophane.

Présentation / Conditionnement

Présentés individuellement dans une boîte.

Référence	Taille ou dimensions produit	Nb unités / boîte	Nb boîtes / carton
900560	Omnipor® : 2,5 cm x 5 m - en dévidoir	1	40
900562	Omnipor® Plus : 2,5 cm x 9,2 m - en dévidoir	1	40

Référence	Taille ou dimensions produit	Dimensions boîte	Dimensions carton
900560	Omnipor® : 2,5 cm x 5 m - en dévidoir	63 x 34 x 60 mm	257 x 187 x 149 mm
900562	Omnipor® Plus : 2,5 cm x 9,2 m - en dévidoir	63 x 34 x 60 mm	257 x 187 x 149 mm

Péremption

Durée de vie : 5 ans.