

Cosmopor® E LPPR

Pansement absorbant adhésif



Référence	Taille ou dimensions	Code EAN
900891	7,2 x 5 cm	4049500967655
900893	10 x 8 cm	4049500967693
900895	20 x 10 cm	4049500967730
900899	15 x 9 cm	4049500209014

Produit

Pansement stérile, à usage unique, auto-adhésif, composé d'un matériau de support revêtu d'un adhésif et d'une compresse, protégé par un papier siliconé.

Les pansements Cosmopor® E sont conformes aux exigences de la LPPR.

Indications / Classification

Pour la protection des plaies post-chirurgicales / primaires et l'absorption des exsudats (plaies avec une production normale d'exsudats).
 Pour une utilisation par des professionnels de la santé et des non professionnels, en contact avec la peau saine et la peau lésée, pour une durée d'utilisation cumulée inférieure à 30 jours.

Cosmopor® E LPPR est un dispositif médical de classe I stérile (TÜV-0123).

Spécifications

Composition :

Les principaux composants de ce produit sont :

- Support : un nontissé blanc.
- Adhésif de qualité médicale : un adhésif transparent à base de caoutchouc synthétique / Hotmelt.
- Compresse composée de deux couches différentes : une couche de contact avec la plaie constituée d'un filet en polyéthylène pour empêcher la compresse de coller à la plaie et une couche absorbante en viscose pour l'absorption des exsudats de la plaie.
- Papier siliconé : papier de protection en contact avec la face adhésive du dispositif.

Caractéristiques :

Bords du pansement : arrondis

Référence	Taille ou dimensions produit	Caractéristiques spécifiques
900891	7,2 x 5 cm	Dimensions du pansement : 7,2 x 5 cm environ Dimensions du coussin absorbant : 4 x 2,5 cm environ
900893	10 x 8 cm	Dimensions du pansement : 10 x 8 cm environ Dimensions du coussin absorbant : 6,5 x 3,8 cm environ
900895	20 x 10 cm	Dimensions du pansement : 20 x 10 cm environ Dimensions du coussin absorbant : 16 x 5,5 cm environ
900899	15 x 9 cm	Dimensions du pansement : 15 x 9 cm environ Dimensions du coussin absorbant : 11 x 3,8 cm environ

Remboursé LPPR.

Absence de latex.

Présentation / Conditionnement

Individuelle sous pochette papier-papier pelable.



Référence	Taille ou dimensions produit	Nb unités / pochette	Nb pochettes / boîte	Nb boîtes / carton	Nb cartons / palette
900891	7,2 x 5 cm	1	10	20	180
900893	10 x 8 cm	1	10	20	120
900895	20 x 10 cm	1	10	20	48
900899	15 x 9 cm	1	10	20	84

Référence	Taille ou dimensions produit	Dimensions pochette	Dimensions boîte	Dimensions carton	Dimensions palette
900891	7,2 x 5 cm	122 x 85 mm	127 x 90,5 x 25,5 mm	389 x 144,5 x 147 mm	1200 x 800 x 1909 mm
900893	10 x 8 cm	150 x 115 mm	158 x 121,5 x 26,5 mm	288 x 258 x 178 mm	1200 x 800 x 1925 mm
900895	20 x 10 cm	250 x 135 mm	258 x 141,5 x 26,5 mm	298 x 294 x 272 mm	1200 x 800 x 1909 mm
900899	15 x 9 cm	200 x 115 mm	208 x 131,5 x 26,5 mm	281 x 221 x 286 mm	1200 x 800 x 1861 mm

Stérilisation

A l'oxyde d'éthylène.
Durée de vie : 5 après la stérilisation.