

Cosmopor® Silicone

Pansement hydrocellulaire mince auto-adhérent siliconé

Référence	Taille ou dimensions
901101	7,2 x 5 cm
901102	10 x 8 cm
901103	15 x 8 cm
901104	20 x 10 cm
901105	35 x 10 cm



Produit

Cosmopor® Silicone est un dispositif médical non actif, à usage unique, auto-adhérent, stérile et semi-perméable (pansement hydrocellulaire mince) constitué d'un matériau de support en nontissé et d'un coussin, tous deux revêtus d'une couche perforée auto-adhérente en silicone et protégés par un film.

Indications / Classification

Pour la protection des plaies aiguës (coupures, lacérations et abrasions), des plaies post-opératoires cicatrisant en première intention, et l'absorption des exsudats (plaies avec une production d'exsudats faible à modérée). Pour une utilisation par des professionnels de santé et des utilisateurs non professionnels, en contact avec la peau saine et la peau lésée, pour une durée d'utilisation cumulée inférieure à 30 jours.

Cosmopor® Silicone est un dispositif médical de classe I stérile (TÜV-0123).

Spécifications



Composition :

- Support : nontissé, blanc
- Adhésif : siliconé
- Compresse avec 3 couches différentes :
 - une 1ère couche en contact avec la plaie constituée d'un filet de polyéthylène qui évite à la compresse de coller à la plaie,
 - une 2ème couche de diffusion de l'exsudat en viscose,
 - une 3ème couche absorbante constituée d'un tissu nontissé aéré avec des fibres super absorbantes (technologie Drybarrier).
- Papier Film : couche de protection en plastique en contact avec la face adhésive du produit.

Caractéristiques :

Capacité d'absorption (EN 13726-1:2002) : 45 g/100cm² env.

Taux de transmission de la vapeur d'eau (MVTR) : 990 g/m²/24h env.

Référence	Taille ou dimensions produit	Caractéristiques spécifiques
901101	7,2 x 5 cm	4 x 2,5 cm env.
901102	10 x 8 cm	6,5 x 3,8 cm env.
901103	15 x 8 cm	11 x 3,8 cm env.
901104	20 x 10 cm	16 x 5,5 cm env.
901105	35 x 10 cm	30,5 x 5,5 cm env.

Absence de latex (non ajouté intentionnellement).

Présentation / Conditionnement

Individuelle sous pochette papier-papier pelable dans une boîte puis en carton.

Référence	Taille ou dimensions produit	Nb unités / pochette	Nb pochettes / boîte	Nb boîtes / carton	Nb cartons / palette
901101	7,2 x 5 cm	1	25	20	28
901102	10 x 8 cm	1	25	20	30
901103	15 x 8 cm	1	25	18	20
901104	20 x 10 cm	1	25	12	24
901105	35 x 10 cm	1	25	6	25

Référence	Taille ou dimensions produit	Dimensions pochette	Dimensions boîte	Dimensions carton	Dimensions palette
901101	7,2 x 5 cm	126 x 84 mm	110 x 91 x 126 mm	580 x 273 x 218 mm	1200 x 800 x 1671 mm
901102	10 x 8 cm	156 x 115 mm	156 x 121 x 110 mm	591 x 266 x 350 mm	1200 x 800 x 1895 mm
901103	15 x 8 cm	200 x 115 mm	206 x 121 x 110 mm	434 x 356 x 403 mm	1200 x 800 x 1755 mm
901104	20 x 10 cm	250 x 135 mm	256 x 141 x 110 mm	592 x 356 x 291 mm	1200 x 800 x 1888 mm
901105	35 x 10 cm	405 x 135 mm	411 x 141 x 110 mm	437 x 349 x 319 mm	1200 x 800 x 1740 mm

Conserver dans un endroit propre et sec (craint l'humidité).

Stérilisation

A l'oxyde d'éthylène.

Péremption

Durée de vie : 5 après la stérilisation.