

Veroval® compact bras Autotensiomètre

Référence **Code ACL**
925422 **6044882**



Produit

L'autotensiomètre pour le bras Veroval® compact bras est un appareil qui utilise la méthode de mesure oscillométrique.

L'autotensiomètre, doté de la technologie Comfort Air, garantit une mesure agréable.

Lors de la première mesure, la pression de gonflage est de 190 mmHg.

Pour les mesures suivantes, la pression de gonflage est adaptée individuellement en se basant sur les précédentes valeurs mesurées de la pression artérielle.

Le produit est livré avec une housse de protection.

Appareil validé cliniquement : protocole ESH-IP2.

Le produit est conforme aux normes DIN EN IEC 60601-1, DIN EN IEC 60601-1-2, DIN EN 1060-3, DIN EN IEC 80601-2-30, DIN EN ISO 81060-1 et DIN EN ISO 81060-2.

Indications / Classification

Prise de la mesure de la tension artérielle au bras d'un adulte.

Veroval® compact bras est un dispositif médical de classe IIa (TÜV-0123).

Spécifications

Composition :

Composition du boîtier écran : ABS (Acrylonitrile - Butadiène - Styrène)

Composition du brassard :

- extérieur : polyester
- fermeture : Velcro
- poche gonflable : PVC
- tubulure : silicone
- boucle : acier

Affichage digital - écran LCD à cristaux liquides

Composition de la housse : Nylon

Caractéristiques :

Autotensiomètre dont la compression et la décompression est entièrement automatique.

Brassard pour circonférence de bras de 22 - 42 cm.

Affichage date, heure, pressions systolique et diastolique, pouls.

Technologie "Comfort Air".

Détection d'une arythmie

Contrôle de position du brassard

Classification colorielle des résultats selon les recommandations de l'OMS

Ecran large.

Fonction pour 2 utilisateurs : 100 mémoires chacun (soit 200 mémoires) avec calcul de la moyenne de toutes les valeurs mesurées, de la moyenne "matin" et "soir" des 7 derniers jours.

Piles x 4 Alcaline-manganèse - type AA LR06 - 1,5 V (environ 1000 mesures).

Fonction contrôle état des piles.



Coupure automatique après 1 minute d'inutilisation après la fin de la mesure, dans les autres cas après 30 secondes.

Etendue de l'affichage : 0 - 300 mmHg.

Etendue de la mesure :

- Systole (SYS) : 50 - 280 mmHg,

- Diastole (DIA) : 30 - 200 mmHg,

- Pours : 40 - 199 pulsations / minute.

Pression de gonflage : env. 190 mmHg lors de la première mesure

Garantie : 3 ans.

Présentation / Conditionnement

Emballage individuel dans une housse de protection, puis sous pochette plastique transparente soudée, puis dans une boîte.

Accompagné :

- d'une notice d'emploi, avec bon de garantie

- et de 4 piles types AA LR06 1,5V.

Référence	Nb unités / boîte	Nb boîtes / carton
925422	1	4

Référence	Dimensions boîte	Dimensions carton
925422	161 x 84 x 119 mm	175 x 183 x 285 mm

Précautions d'emploi

Se référer à la notice.

Contre-indications

Se référer à la notice.

Conseils d'utilisation

Se référer à la notice.