



Veroval® Fièvre Thermomètre infrarouge

Référence
925462

EAN 13
4052199292366

Code ACL
6079039



Produit

Le thermomètre Veroval® Fièvre est un appareil qui associe deux méthodes de mesure grâce à la technologie infrarouge : la méthode de mesure frontale et la méthode de mesure auriculaire.

Le produit est livré avec une boîte de protection rigide.

Indications / Classification

Pour mesurer la température du corps humain au niveau du front ou de l'oreille.

Il est spécialement indiqué pour prendre la température des enfants dès l'âge de 6 mois et peut être également utilisé pour les adultes.

Veroval® Fièvre est un dispositif médical de classe IIa (TÜV-0197).

Spécifications

Désignation	Emplacement de mesure		
	Oreille / Front	Rectale	Orale / axillaire
Température trop basse	< 35,7	< 36,2	< 35,8
Température normale	35,8 – 36,9	36,3 – 37,4	35,9 – 37,0
Température trop élevée	37,0 – 37,5	37,5 – 38,0	37,1 – 37,5
Légère fièvre	37,6 – 38,0	38,1 – 38,5	37,6 – 38,0
Fièvre modérée	38,1 – 38,5	38,6 – 39,0	38,1 – 38,5
Fièvre élevée	38,6 – 39,4	39,1 – 39,9	38,6 – 39,5
Fièvre très élevée	39,5 – 42,0	40,0 – 42,5	39,6 – 42,0

Composition :

Boîtier : polypropylène

Affichage digital - écran à cristaux liquides

accessoires : 925481 : capuchons de protection à usage unique

Caractéristiques :

Plage de mesure : mode auriculaire et mode frontal : 34°C à 43°C.

Technologie infrarouge.

Durée de la mesure auriculaire : 1 seconde

Durée de la mesure frontale : durée du processus de balayage, soit, 5 secondes environ

Mémoire : 10 dernières valeurs mesurées.

Mise hors service de l'appareil automatique : env. 1min après la dernière mesure.

Poids : 60 g (sans piles)

Piles x 2 - type AAA/LR03 (au moins 1 000 mesures).

Garantie : 3 ans

Dimensions boîte : 172 x 107 x 55 mm

Absence de latex.

Laboratoires PAUL HARTMANN Sàrl - 9 route de Sélestat - CHATENOIS
67607 SELESTAT Cedex - France
Tel : 03 88 82 43 43 - Fax : 03 88 82 43 99
contact@hartmann.fr - <http://www.hartmann.fr>

Présentation / Conditionnement

Emballage individuel dans une boîte.

Accompagné :

- d'un mode d'emploi
- d'un certificat de garantie
- de 2 piles type AAA
- de 10 capuchons de protection à usage unique

Référence	Nb unités / boîte	Nb boîtes / carton
925462	1	4

Référence	Dimensions boîte	Dimensions carton
925462	190 x 120 x 237 mm	625 x 510 x 275 mm

Précautions d'emploi

L'utilisation du Veroval Fièvre ne dispense en aucun cas d'un traitement médical.
Chez les enfants de moins de 3 ans, répéter la mesure 3 fois.

Conditions d'utilisation :

- Température ambiante : +10°C à +40°C
- Humidité relative de l'air : 15% à 85%

Contre-indications

Ne pas prendre la mesure dans une oreille présentant une maladie inflammatoire (par exemple pus ou sécrétions), comme après une blessure de l'oreille (par exemple des blessures du tympan) ou dans une oreille en cours de rétablissement après une opération.

Conseils d'utilisation

Se référer à la notice.

Conseils d'entretien :

La sonde de température est la partie la plus importante et la plus fragile de l'appareil. Il est nécessaire de la maintenir toujours propre et intacte afin de garantir des mesures exactes.

Nettoyez la pointe de mesure et la sonde exclusivement avec les lingettes nettoyantes Soft-Zellin fournies ou avec un tissu imbibé ou de l'alcool à 70% (isopropanol).