

MediSet® Lame coupe-fils

Petit instrument



Référence
999591

Produit

Lame coupe-fils en acier à usage unique.

Indications / Classification

Pour le retrait des fils de suture.

MediSet® Lame coupe-fils est un dispositif médical de classe I stérile (BSI-2797).

Spécifications

Composition :
Acier trempé

Caractéristiques :
Dimensions :
- longueur : 65 mm environ
- largeur : 8 mm environ
- épaisseur : 0,4 mm environ

Absence de latex.

Présentation / Conditionnement

Emballage individuel en pochette pelable en aluminium.
Regroupé en boîte, puis en carton.

Référence	Nb unités / pochette	Nb pochettes / boîte	Nb boîtes / carton	Nb cartons / palette
999591	1	100	50	36

Référence	Dimensions pochette	Dimensions boîte	Dimensions carton	Dimensions palette
999591	105 x 25 mm	75 x 28 x 108 mm	370 x 226 x 250 mm	1200 x 800 x 1150 mm

Stérilisation

Aux rayonnements Gamma.
Durée de vie : 5 ans.