SANGLE EN U ECO

- Disponible en jersey, jersey confort et filet
- Taille unique
- Modèle jersey offert à l'achat d'un lève-personne.



La forme en U évite le placement de ces sangles sous les fesses du patient, rendant ainsi la mise en place et le retrait plus agréable pour le patient et plus simple pour le soignant.

Cette sangle est proposée en jersey confort avec mousse confort dans les jambières afin de réduire le cisaillement ou en filet pour le bain. Cette sangle ne doit pas rester sous le patient.



RÉF. SURPC3-PF-TU (jersey confort) SUP3-PF-TU (jersey) SURP3-PF-TU (filet) OPTION TAMOV-PF (têtière amovible)



RÉGLAGE DES ACCROCHES

Cette sangle Eco propose un seul réglage.



POSITIONNEMENT DES SANGLES







Choix secondaire

TÊTIÈRE (OPTION)

L'ajout de la têtière amovible (TAMOV-PF) permet de protéger les cervicales lors d'un ramassage au sol par exemple.

