



X'PRESS

BREVETÉ
N° FR2930878

Le lit X'PRESS a été conçu, par WINNCARE France, avec la contribution de **techniciens-installateurs**.

Les principaux axes de développement ont été :



Le transport



Le stockage



Le montage et le démontage



Le nettoyage

≤ 135kg



34 à 84 cm



Jusqu'à 74"



CODE LPPR 1241763



Mécanique, électrique et télécommande



Panneaux et accessoires

Housse de protection XPRESS

Idéale pour le transport, la logistique et le stockage de vos lits

- ▶ Tissu PVC enduit robuste pour un transport et un stockage sûr
- ▶ Ouverture zip sur les 2 côtés, facile et pratique à manipuler
- ▶ Poche à documents et étiquette réversible Propre / Sale, pensées pour faciliter la traçabilité et le suivi documentaire de votre parc

Lavable en machine à 60°C, compatible avec l'XPress 90 et l'XPress Low 90



LES PRODUIT

ERGONOMIE

L'ergonomie mécanique du lit permet à l'installateur de respecter les postures recommandées pour prévenir les TMS durant les opérations de livraison, de montage et démontage du lit.

Son encombrement réduit ainsi que son stockage sur ses propres roues facilitent les déplacements dans toutes les situations (ascenseurs, petits véhicules ...).



Les barrières de lit doivent être fournies si la prescription le précise.



Ce lit autoporté ne nécessite aucun chariot de transport

PREVENTION DES TROUBLES MUSCULO-SQUELETTIQUES (TMS)

Impact des TMS dans l'aide et le soin à la personne

Le poids des TMS dans l'aide et le soin à la personne :

- ▶ 88% des maladies professionnelles reconnues par le régime général,
- ▶ 20% des accidents du travail du secteur sont liés au mal de dos.

Impact financier des TMS dans l'aide et le soin à la personne

- ▶ Le coût annuel des TMS pour les entreprises est de 160 milliards €. Plus de 50% sont liés au mal de dos.
- ▶ Plus de 2,3M Journées de travail perdues, soit plus de 10000 équivalents temps plein. Plus de 60% sont liées au mal de dos.

Source : Assurance Maladie Chiffre 2016-2017

Désignation	X'PRESS	
Sommier	90 x 200 cm	
Dimension en position stockage	50 cm de large, 90 cm de long et 160 cm de haut	
Garde au sol	13 cm	
Relève-jambes	Version C : inclinaison de 12° maximum par crémaillère Version R : 13,5° électrique Version P : plicature des genoux 26° et 16° réglage des pieds par crémaillère	
Capacité levage	Charge de fonctionnement en sécurité : 170 kg Poids patient maximum 135 Kg / Accessoires 15 Kg / Matelas 20 Kg	
Roues	Ø 100 mm roue freinage individuel	
Motorisation	LINAK IP 66	
Poids dispositif	Version C	67kg
	Version P/R	71,6kg



TRANSFORMATION du chariot autoportant en châssis.



VERROUILLAGE du ½ sommier pieds en position horizontale.



SOLIDARISATION des deux ½ sommiers avec les rondos traversants.

OPTIONS

