

FAUTEUIL MODENA



Les plus du fauteuil releveur MODENA :

- Le fauteuil permet à l'utilisateur de parfaitement se positionner grâce à ses **4 moteurs** :
 - L'**inclinaison indépendante du dossier et du relève-jambe** permet de facilement changer de position d'assis à debout, et sans effort pour le patient
 - La **tête électrique** est réglable pour assurer une bonne tenue de la nuque
 - La **cale lombaire** se gonfle pour s'adapter à toutes les morphologies
- Le dossier et les accoudoirs assurent un **soutien parfait** grâce à leurs formes généreuses
- L'assise en mousse de densité élevée permet une **assise confortable et un accueil moelleux**



FAUTEUIL MODENA

CARACTÉRISTIQUES :



RELEVEUR
4 MOTEURS



GRANITE
100% POLYESTER



CAPACITÉ
140 KG



GRIS
REF : 2015103182



MASTIC
REF : 2015103183

DIMENSIONS :

- Profondeur hors-tout : 87 cm
- Largeur hors-tout : 76 cm
- Hauteur hors-tout : 112 cm
- Profondeur d'assise : 49-52 cm
- Largeur d'assise : 45 cm
- Hauteur d'assise : 50 cm
- Longueur totale incliné : 180 cm
- Inclinaison : 180°

STUCTURE :

- Bois massif et contreplaqué
- Suspensions : sangles élastiques, ressorts
- Garnissage :
 - Assise : mousse polyuréthane 28 kg/m³
 - Dossier : fibres creuses
 - Accoudoirs : mousse polyuréthane 28 kg/m³
- Poids du produit : 56 kg

GRILLE TARIFAIRE :

