

# Pansement Hydrocellulaire siliconé

**Biatain® Silicone**

Classe DM : IIb  
CE 0543



## Description :

- Pansement hydrocellulaire stérile hypo-allergisant\* à absorption importante. Bords adhésifs en silicone.
- Pour la plupart des plaies

## Indications :

- Les pansements hydrocellulaires Biatain Silicone sont indiqués pour un large type de plaies, peu à fortement exsudatives telles que :
  - Les plaies aiguës (sites donneurs de greffe, plaies post-opératoires et plaies traumatiques)
  - Les plaies chroniques comme les ulcères de jambe, les escarres et les ulcères du pied diabétique non infectés.
  - Pour prévenir l'apparition de phlyctènes post-opératoires.

Taille	surface absorbante	Bte	Code GTIN	Réf.
7,5 x 7,5 cm	4,5 x 4,5 cm	10	5708932530828	334343
10 x 10 cm	6,5 x 6,5 cm	10	5708932553049	334353
10 x 20 cm	5,5 x 15,5 cm	10	5708932653992	334003
10 x 30 cm	5,5 x 25,5 cm	10	5708932648165	334011
12,5 x 12,5 cm	8,5 x 8,5 cm	10	5708932655149	334363
17,5 x 17,5 cm	13 x 13 cm	10	5708932530309	334384

- Données de biocompatibilité (L'évaluation biologique des pansements Biatain et Comfeel a été réalisée conformément à la norme EN ISO 10993-1) et données de matériovigilance

# Pansement Hydrocellulaire silicone anatomique

**Biatain® Silicone**

Classe DM : IIb

CE 0543



## Description :

- Pansement hydrocellulaire stérile hypo-allergisant\* à absorption importante. Bords adhésifs en silicone.
- Pour les plaies localisées au niveau du sacrum, talon, coude et genou

## Indications :

- Les pansements hydrocellulaires Biatain Silicone sont indiqués pour un large type de plaies, peu à fortement exsudatives telles que :
  - Les plaies aiguës (sites donneurs de greffe, plaies post-opératoires et plaies traumatiques)
  - Les plaies chroniques comme les ulcères de jambe, les escarres et les ulcères du pied diabétique non infectés.
  - Pour prévenir l'apparition de phlyctènes post-opératoires.

Formes	Taille	surface absorbante	Bte	Code GTIN	Réf.
Sacrum	15 x 19 cm	10,9 x 14 cm	5	5708932649636	334040
Sacrum	25 x 25 cm	17 x 17,2 cm	5	5708932649650	334050
Talon	18 x 18 cm	14 x 13,5 cm	5	5708932649681	334060
Multisite	14 x 19,5 cm	7,5 x 12,1 cm	5	5708932649704	334080

\* Données de biocompatibilité (L'évaluation biologique des pansements Biatain et Comfeel a été réalisée conformément à la norme EN ISO 10993-1) et données de matériovigilance