



FICHE TECHNIQUE CV205P

BÂTONNET SOINS DE BOUCHE USAGE UNIQUE MOUSSE BLANCHE ETOILE 8 RACLETTES MANCHE PLASTIQUE 15CM RIGIDE SACHET DE 10 – BOITE DE 100

DESCRIPTION

- Efficacité : mousse aérée pour accrocher les mucosités
- Praticité : couleur blanche pour détecter les dépôts de la bouche et les analyser
- Ergonomie patient : 8 raclettes pour décrocher et récuser en douceur et en sécurité

Doté d'une surface de contact importante, utilisée de façon rotative le Bâtonnet Etoile 8 raclettes permet de récupérer un grand nombre de mucosités sur les palais et d'enlever les dépôts en fond de bouche. Assemblé par un collage fort, il peut résister à une traction forte. Expansée sans agents chimiques, sa mousse en polyuréthane ne se fragmente pas.

CARACTERISTIQUES

INDICATIONS D'UTILISATION

Indiqué pour le soin des bouches chargée (mucosités, sérosités, dépôts blanchâtres à extraire).

INFORMATIONS TECHNIQUES

COMPOSITION

Mousse étoile: polyuréthane flexible, Colle DIMAT polyuréthane sans solvant, manche en plastique PVC

Latex ? non

BPA ? non

Phtalates CMR ? non

Considéré comme médicament ? non

Origine animale ou végétale ? non

Stérile ? non

Durée de validité : 5 ans

Sur chaque conditionnement primaire et secondaire, pour les dispositifs médicaux, sont inscrits le numéro de lot, le mode de stérilisation éventuel, la date de péremption et/ou de fabrication et les symboles utilisés en accord avec la norme NF EN 15223-1.



FICHE TECHNIQUE CV205P

INFORMATIONS REGLEMENTAIRES

EMDN : Y0999
Classe dispositif médical : I
Organisme notifié DM : NA
directive(s) - règlement(s) européen(s) : 2017/745
AQL : 1.5
OPERATEURS ECONOMIQUES :
DISTRIBUTEUR : DIDACTIC
FABRICANT : INTER.MED

INFORMATIONS LOGISTIQUES

Nomenclature douane : 3005909900
Conditions de stockage et de transport : A l'abri de la lumière, de l'humidité et de la chaleur

Référence	UNITE		SACHET		CARTON	
	EAN		EAN	QTE	EAN	QTE
CV205P	3760139502468		3760139503274	10	3760139500662	1000

Référence	UNITE		SACHET		CARTON	
	dimensions	poids	dimensions	poids	dimensions	poids
CV205P	31.30 x 30.70 x 60.20	3.000	1.00 x 18.00 x 26.50	.030	31.30 x 30.70 x 60.20	3.000

dimensions (hauteur x largeur x profondeur) en cm, poids en kg