

ADVANCE Cannes anglaises tube couleur



HERDEGEN
PARIS



ADVANCE
tube turquoise
(201917)


Testée et certifiée 140 kg, la canne **ADVANCE** est équipée d'une poignée injectée en polypropylène et élastomère pour un confort exclusif. Montée sur un mât en duraluminium, réglable en hauteur par clip avec bouchon antibruit intégré

Matériaux : aluminium et polypropylène

- > choix des coloris
- > bague anti bruit
- > embout anti dérapant
- > catadioptré selon modèle

GARANTIE 2 ANS
POIDS SUPPORTE: 140 KG

Conditionnement :
Carton de regroupement : 80
Palette : 320



Catadioptré



Tube violet (201915)



Tube bleu (201913)

DIMENSIONS

Hauteur poignée/sol	Longueur de la poignée	Largeur manchette	Hauteur appui brachial	Poids
77/98 cm	10 cm	11 cm	22 cm	0,51 kg

EAN, PRISE EN CHARGE

Code	Désignation	Code EAN	Code UDI	LPPR TTC	
201913	canne Advance tube bleu	3401048570680	3701127707397		
201915	canne Advance tube violet	3401048570741	3701127707403		Ancien code : 1296787
201917	canne Advance tube turquoise	3401048570802	3701127707410		Nouveau code : 6238091
				12.20 €	