

# TRIVE

Déambulateur double pliage



N°ARTICLE : VERT: UPRLT01TR  
N°ARTICLE : GRIS: UPRLT02TR  
N°ARTICLE : TERRACOTTA : UPA1TC


## Trive

(sac, dossier et porte canne inclus dans le prix)

■ Poids: 6,5 kg

## FICHE TECHNIQUE

- Poids: 6,5 kg
- Lo/La/Ha: 69 / 65 / 84-96 cm
- Largeur de l'assise: 45 cm
- Largeur replié: 58 cm
- Hauteur de l'assise : 58 cm
- Profondeur de l'assise : 18 cm
- Poids max: 130 kg
- Livré avec sac, dossier et porte canne



- Double pliage, très compact
- Très léger
- Facile à replier en levant l'assise
- Design élégant britannique

## ACCESSOIRES



N°ARTICLE: 5060785760341  
Sac de transport  
■ 36x30x90 cm



N°ARTICLE: 5060785760426  
Lampe rechargeable



# Mobio®

aides ergonomiques & design

Hillarestraat 20  
9160 Lokeren

info@mobio.be  
www.mobio.be

TEL 09 328 77 23  
FAX 09 296 11 05

BANQUE BE06 0017 5063 8822 | GEBABEBB  
TVA BE0599 878 088