

À commander sur le site (35) Miniac-Morvan



## TAPIS D'AMORTISSEMENT SÉCURFORM

### INDICATIONS

Le tapis d'amortissement **SÉCURFORM** vous permet de limiter l'usage de la contention tout en assurant la sécurité des patients et résidents à risque de chute

Avec sa **mousse spécialement étudiée**, ce tapis pliable allie :

- **Protection** des patients en cas de chute tout en limitant le risque d'escarre
- **Stabilité lors de la marche** et **accès facile** pour les soignants
- **Praticité** pour le rangement, la mise en place et l'entretien



### CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- ▶ Mousse viscoélastique à mémoire de forme 80 kg/m<sup>3</sup>
- ▶ Housse Pharmatex : Pharmatex : 60% polyuréthane, 40% polyester  
Antiglisse : 57 % polyuréthane, 43% polyester

### Conseils d'entretien de la housse

- ▶ Mousse : Éponge et eau savonneuse
- ▶ Housse : Conseillé à 60°C pour une bonne tenue du produit dans le temps



Dimension plié (l x L x H) : 88 x 63 x 9 cm



### Housse



NORMES NON FEU  
EN 597 part 1 & 2

### LES + PRODUIT

- Une mousse spécialement étudiée pour apporter une excellente protection aux patients
- Déhoussable, pliable et se range facilement
- Une couleur douce et facile d'entretien

#### Tapis SÉCURFORM

Housse	Code produit	Largeur en cm	Profondeur en cm	Hauteur en cm
	07.2900	88	195	3