

HydroTac® Comfort

Pansement hydrocellulaire avec gel, autoadhérent

Référence	Taille ou dimensions	Code EAN
685807	8 x 15 cm (Boîte de 10)	4052199247304
685808	8 x 8 cm (Boîte de 16)	4049500834230
685809	12,5 x 12,5 cm (Boîte de 16)	4049500834261
685810	8 x 8 cm (Boîte de 10)	4049500736374
685811	6,5 x 10 cm (Boîte de 10)	4049500833585
685812	20 x 20 cm (Boîte de 10)	4052199250212
685813	10 x 20 cm (Boîte de 10)	4049500833615
685815	12,5 x 12,5 cm (Boîte de 10)	4049500736527
685818	15 x 15 cm (Boîte de 10)	4052199241364
685821	15 x 20 cm (Boîte de 10)	4049500736701
685830	10 x 30 cm (Boîte de 10)	4052199241401



Produit

HydroTac® Comfort est un pansement hydrocellulaire recouvert sur la face externe d'un film en polyuréthane qui permet les échanges gazeux tout en restant imperméable aux liquides et aux bactéries. La mousse en contact avec la plaie est revêtue d'une couche d'hydrogel. Le gel est composé d'un polymère hybride polyuréé-polyuréthane aqueux contenant du propylène glycol.

De plus, HydroTac® Comfort comporte une bordure autoadhésive recouverte d'un adhésif polyacrylate.

Indications / Classification

HydroTac® Comfort est particulièrement indiqué pour le soin des plaies durant la phase de granulation et la phase d'épithélialisation légèrement à modérément exsudative.

HydroTac® Comfort est destiné à être appliqué par des spécialistes du traitement des plaies. Les spécialistes du traitement des plaies peuvent déléguer le changement des pansements aux patients et/ou à leurs proches (non-professionnels) sous la supervision de professionnels.

Grâce à sa structure, HydroTac® Comfort peut absorber l'exsudat de la plaie et libérer l'humidité. Le milieu nécessaire est ainsi entretenu et stimule la cicatrisation de la plaie. Il permet un renouvellement de pansement atraumatique.

HydroTac® Comfort comportant une bordure adhésive, aucune fixation complémentaire n'est nécessaire.

HydroTac® Comfort est un dispositif médical de classe IIb (TÜV-0123).

Spécifications

Composition :

- un film élastique et perméable aux gaz en polyuréthane
 - une mousse douce et absorbante en polyuréthane
 - un gel en contact avec la plaie en polymère de polyuréé/polyuréthane contenant de l'eau et du propylène glycol
 - une feuille couvrante siliconée en polypropylène, imprimée avec les numéros 1 et 2
- L'adhésif est en acrylique

Caractéristiques :

Capacité d'absorption : > 0,4 g/cm²

Force d'adhésivité : > ou = 2 N / 25 mm

Taux de perméabilité : > ou = 1000 g/m² pendant 24h.

Référence	Taille ou dimensions produit	Caractéristiques spécifiques
685807	8 x 15 cm (Boîte de 10)	3 x 10 cm
685808	8 x 8 cm (Boîte de 16)	3,5 x 3,5 cm
685809	12,5 x 12,5 cm (Boîte de 16)	7,5 x 7,5 cm
685810	8 x 8 cm (Boîte de 10)	3,5 x 3,5 cm
685811	6,5 x 10 cm (Boîte de 10)	2,5 x 6 cm
685812	20 x 20 cm (Boîte de 10)	14 x 14 cm
685813	10 x 20 cm (Boîte de 10)	5 x 14 cm
685815	12,5 x 12,5 cm (Boîte de 10)	7,5 x 7,5 cm
685818	15 x 15 cm (Boîte de 10)	10 x 10 cm
685821	15 x 20 cm (Boîte de 10)	9 x 14 cm
685830	10 x 30 cm (Boîte de 10)	5 x 25 cm

Remboursé LPPR.

Absence de latex.

Absence de phtalates.

Absence de colophane.

Présentation / Conditionnement

Emballé individuellement sous pochette aluminium pelable.

Accompagné d'une notice d'emploi par boîte.

Référence	Taille ou dimensions produit	Nb unités / pochette	Nb pochettes / boîte	Nb boîtes / carton	Nb cartons / palette
685807	8 x 15 cm (Boîte de 10)	1	10	6	96
685808	8 x 8 cm (Boîte de 16)	1	16	12	32
685809	12,5 x 12,5 cm (Boîte de 16)	1	16	6	40
685810	8 x 8 cm (Boîte de 10)	1	10	6	96
685811	6,5 x 10 cm (Boîte de 10)	1	10	6	150
685812	20 x 20 cm (Boîte de 10)	1	10	4	44
685813	10 x 20 cm (Boîte de 10)	1	10	6	64
685815	12,5 x 12,5 cm (Boîte de 10)	1	10	6	56
685818	15 x 15 cm (Boîte de 10)	1	10	6	56
685821	15 x 20 cm (Boîte de 10)	1	10	6	48
685830	10 x 30 cm (Boîte de 10)	1	10	6	60

Référence	Taille ou dimensions produit	Dimensions pochette	Dimensions boîte	Dimensions carton	Dimensions palette
685807	8 x 15 cm (Boîte de 10)	227 x 135 mm	139 x 66 x 233 mm	293 x 246 x 216 mm	1200 x 800 x 1878 mm
685808	8 x 8 cm (Boîte de 16)	180 x 155 mm	161 x 101 x 182 mm	498 x 378 x 221 mm	1200 x 800 x 1918 mm
685809	12,5 x 12,5 cm (Boîte de 16)	227 x 205 mm	211 x 101 x 233 mm	714 x 225 x 221 mm	1200 x 800 x 1918 mm
685810	8 x 8 cm (Boîte de 10)	180 x 155 mm	161 x 66 x 182 mm	335 x 200 x 216 mm	1200 x 800 x 1878 mm
685811	6,5 x 10 cm (Boîte de 10)	180 x 111 mm	116 x 51 x 186 mm	250 x 204 x 174 mm	1200 x 800 x 1890 mm
685812	20 x 20 cm (Boîte de 10)	277 x 255 mm	263 x 66 x 284 mm	544 x 299 x 156 mm	1200 x 800 x 1866 mm
685813	10 x 20 cm (Boîte de 10)	277 x 155 mm	161 x 66 x 284 mm	338 x 296 x 216 mm	1200 x 800 x 1878 mm
685815	12,5 x 12,5 cm (Boîte de 10)	227 x 205 mm	211 x 66 x 234 mm	488 x 224 x 216 mm	1200 x 800 x 1878 mm
685818	15 x 15 cm (Boîte de 10)	227 x 205 mm	211 x 66 x 234 mm	488 x 224 x 216 mm	1200 x 800 x 1878 mm
685821	15 x 20 cm (Boîte de 10)	277 x 205 mm	211 x 66 x 284 mm	440 x 297 x 216 mm	1200 x 800 x 1878 mm
685830	10 x 30 cm (Boîte de 10)	377 x 155 mm	161 x 51 x 384 mm	396 x 340 x 172 mm	1200 x 800 x 1870 mm

Stérilisation

Par rayonnement.

Durée de vie : 3 ans.

Précautions d'emploi

Avant de traiter une plaie à cicatrisation difficile, il est nécessaire de consulter un médecin afin qu'il évalue l'état de la plaie et qu'il détermine la cause du retard de cicatrisation. Le traitement par HydroTac® Comfort ne peut en aucun cas se substituer au traitement de la cause du retard de cicatrisation.

HydroTac® Comfort ne doit être utilisé que sous contrôle médical sur les plaies cliniquement infectées, ou les plaies ouvertes laissant apparaître les os, les muscles ou les tendons.

HydroTac® Comfort peut être utilisé sous contrôle médical dans le cas de brûlures du second degré profond et du troisième degré après la mise en œuvre d'un débridement du tissu nécrotique et/ou d'un traitement chirurgical.



HydroTac® Comfort ne doit pas être utilisé conjointement avec des agents oxydants comme des solutions d'hypochlorite ou du peroxyde d'hydrogène, car ils risquent d'endommager le pansement.

Contre-indications

Ne pas utiliser HydroTac® Comfort chez les patients présentant une intolérance à l'un de ses composants, en particulier aux adhésifs à base de propylène glycol, de polyuréthane ou d'acrylique.

Conseils d'utilisation

Voir notice.