

HydroTac®

Pansement hydrocellulaire

| Référence | Taille ou dimensions |
|-----------|----------------------|
| 685832 | 10 x 10 cm |
| 685849 | Diamètre 6 cm |



Produit

HydroTac® est un pansement hydrocellulaire recouvert sur la face externe d'un film en polyuréthane qui permet les échanges gazeux tout en restant imperméable aux liquides et aux bactéries, revêtu d'une couche d'hydrogel. Le gel est constitué d'un polymère hybride polyurée-polyuréthane aqueux contenant du propylène glycol.

Indications / Classification

HydroTac® est particulièrement indiqué pour le soin des plaies durant la phase de granulation et la phase d'épithélialisation légèrement à modérément exsudatives.

HydroTac® est destiné à être appliqué par des spécialistes du traitement des plaies. Les spécialistes du traitement des plaies peuvent déléguer le changement des pansements aux patients et/ou à leurs proches (non-professionnels sous la supervision de professionnels).

HydroTac® est un dispositif médical de classe IIb (TÜV-0123).

Spécifications

Composition :

HydroTac® est composé comme ci-dessous :

- un film élastique et perméable à la vapeur d'eau, en polyuréthane
- une mousse douce et absorbante en polyuréthane
- un gel en contact avec la plaie en polymère de polyurée/polyuréthane contenant du propylène glycol
- un feuillet protecteur siliconé avec numérotation (1 et 2)

Caractéristiques :

Capacité d'absorption : > 0,4 g/cm²

Pénétration à la vapeur d'eau : > ou = 1000 g/m²/24 h

Absence de latex.

Absence de phtalates.

Absence de colophane.

Présentation / Conditionnement

Emballé individuellement sous pochette aluminium pelable.

Accompagné d'une notice d'emploi par boîte.

| Référence | Taille ou dimensions produit | Nb unités / pochette | Nb pochettes / boîte | Nb boîtes / carton | Nb cartons / palette |
|-----------|------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
| 685832 | 10 x 10 cm | 1 | 10 | 4 | 121 |
| 685849 | Diamètre 6 cm | 1 | 10 | 4 | 209 |



| Référence | Taille ou dimensions produit | Dimensions pochette | Dimensions boîte | Dimensions carton | Dimensions palette |
|---------------|------------------------------|---------------------|-------------------|--------------------|----------------------|
| 685832 | 10 x 10 cm | 187 x 168 mm | 174 x 66 x 195 mm | 364 x 207 x 151 mm | 1200 x 800 x 1811 mm |
| 685849 | Diamètre 6 cm | 147 x 128 mm | 134 x 66 x 155 mm | 284 x 167 x 151 mm | 1200 x 800 x 1811 mm |

Stérilisation

Par rayonnement.
Durée de vie : 3 ans.

Précautions d'emploi

Voir la notice.

Contre-indications

Ne pas utiliser HydroTac ® chez les patients présentant une intolérance à l'un des composants, en particulier aux adhésifs à base de propylène glycol, de polyuréthane ou d'acrylique.