

Veroval® appareil combiné 2 en 1 Autotensiomètre à fonction ECG

Référence
925343

Code ACL
6032648



Produit

L'autotensiomètre à fonction ECG Veroval® est un tensiomètre bras permettant la mesure automatique de la pression artérielle au bras ainsi que l'enregistrement mobile d'un ECG.

La pression de gonflage dépend de la valeur de la tension systolique (technologie Comfort Air) et est ajustée individuellement à partir des valeurs des pressions artérielles antérieures, sauf pour la première mesure qui nécessite une pression de gonflage de 190 mmHg.

Appareil validé cliniquement : protocole ESH-IP2.

Le produit est conforme aux normes DIN EN IEC 60601-1, DIN EN IEC 60601-1-2, DIN EN 1060-3, DIN EN 1060-4, DIN EN IEC 80601-2-30, DIN EN ISO 81060-1, DIN EN ISO 81060-2, DIN EN IEC 60601-2-25 et DIN EN IEC 60601-2-47.

Indications / Classification

Prise de la mesure de la tension artérielle au bras et contrôle mobile du rythme cardiaque d'un adulte.

Veroval® appareil combiné 2 en 1 est un dispositif médical de classe IIa (SGS-0120).

Spécifications

Composition :

Composition du boîtier écran : Polyméthylméthacrylate

Composition du brassard :

- extérieur : polyester
- fermeture : Velcro
- poche gonflable : PVC

- tubulure : silicone

- boucle : acier plaqué nickel

Affichage digital - écran LCD à cristaux liquides

Composition de la housse : ABS

Caractéristiques :

Fonction tensiomètre

Autotensiomètre dont la compression et la décompression est entièrement automatique.

Affichage date, heure, pressions systolique et diastolique et pouls.

Technologie "Comfort Air".

Classification colorielle des résultats selon les recommandations de l'OMS

Ecran extra-large.

Fonction ECG

Détection des arythmies

Enregistrement du rythme cardiaque en 30sec.

2 méthodes de mesure



Fonction 2 x 64 mémoires.

Piles x 4 – Alcaline-manganèse - type AAA LR03 - 1,5 V (environ 600 mesures).

Fonction contrôle état des piles.

Coupure automatique après 30 secondes d'inutilisation.

Etendue de l'affichage : 0 - 300 mmHg.

Etendue de la mesure :

- Systole (SYS) : 60 - 280 mmHg,

- Diastole (DIA) : 30 - 200 mmHg,

- Pouls : 30 - 180 pulsations / minute.

Pression de gonflage : env. 190 mmHg lors de la première mesure

Possibilité d'enregistrer les données sur le logiciel Veroval medi.connect (disponible gratuitement sur le site www.veroval.fr)

Garantie : 3 ans.

Présentation / Conditionnement

Emballage individuel dans une housse de protection, puis sous pochette plastique transparente soudée, puis dans une boîte

Accompagné :

- d'une notice d'emploi, avec bon de garantie

- d'un adaptateur Bluetooth

- et de 4 piles types AAA LR03 1,5V.

Accompagné d'une notice d'emploi.

Référence	Nb unités / boîte	Nb boîtes / carton
925343	1	4

Référence	Dimensions boîte	Dimensions carton
925343	170 x 88 x 246 mm	370 x 183 x 265 mm

Précautions d'emploi

Se référer à la notice.

Contre-indications

Se référer à la notice.

Conseils d'utilisation

Se référer à la notice.