

Coverflex® Fast

Bandage tubulaire élastique



Référence	Taille ou dimensions
931025	T.1
931026	T.2
931027	T.3
931028	T.4
931029	T.5

Produit

Coverflex® Fast est un bandage tubulaire tissé en rond, sans coutures, à élasticité permanente, composé en majorité de viscose. Il s'agit d'un tissage droit et gauche, équipé d'une gaine de fils élastiques, une couche sur deux étant recouverte de fils en polyamide.

Une ligne tissée dans le jersey de couleur différente en fonction de la taille du produit sert de ligne de guidage à la pose.

Indications / Classification

Coverflex® Fast est un bandage tubulaire non stérile, à usage unique, à élasticité permanente destiné à être utilisé sur la peau des patients en milieu hospitalier ou à domicile. Les profanes et les professionnels de santé peuvent l'utiliser comme couche externe pour la fixation ou comme protection de pansements primaires et secondaires. Il peut également être utilisé par les professionnels de santé et les profanes sous la surveillance de professionnels en tant que barrière mécanique dans le traitement de l'eczéma atopique en phase aiguë, faisant office de pansement humide, et dans le traitement de l'eczéma atopique en phase chronique, faisant office de pansement sec, associé à des produits tiers (pommades, liquides, poudres par exemple); il permet aussi d'empêcher les irritations cutanées lorsqu'il est utilisé comme couche interne (dans le cadre d'une thérapie par compression réalisée par des professionnels de santé).

Lorsqu'il est utilisé comme couche interne ou externe pour fixer ou protéger des pansements primaires et secondaires, le bandage doit être changé selon les indications; l'utilisation totale peut dépasser 30 jours. Lorsqu'il est utilisé dans le traitement de l'eczéma atopique comme pansement primaire, le bandage doit être changé selon les indications mais son utilisation ne doit pas dépasser 30 jours au total.

Coverflex® Fast est un dispositif médical de classe I.

Spécifications

Composition :
91% viscose
5% polyamide
4% élasthanne

Elasticité transversale : >230 %

Disponible en différentes tailles pour toutes les localisations et toutes les morphologies.



A appliquer sur l'extrémité de la partie du corps concernée.

Caractéristiques :

Référence	Taille ou dimensions produit	Caractéristiques spécifiques
931025	T.1	Longueur (approx.) : 10m Largeur nominale non étirée (approx.) : 3,5cm couleur : rouge
931026	T.2	Longueur (approx.) : 10m Largeur nominale non étirée (approx.) : 5cm couleur : vert
931027	T.3	Longueur (approx.) : 10m Largeur nominale non étirée (approx.) : 7,5cm couleur : bleu
931028	T.4	Longueur (approx.) : 10m Largeur nominale non étirée (approx.) : 10,75cm couleur : jaune
931029	T.5	Longueur (approx.) : 10m Largeur nominale non étirée (approx.) : 17,5cm couleur : beige

Remboursé LPPR sauf pour les références 931025 (T.1) et 931026 (T.2).

Absence de latex.
Absence de phtalates.
Absence de colophane.

Présentation / Conditionnement

Unitaire en rouleau dans une boîte, puis conditionné en carton.

Accompagné d'une notice d'emploi.

Référence	Taille ou dimensions produit	Nb unités / boîte	Nb boîtes / carton
931025	T.1	1	81
931026	T.2	1	54
931027	T.3	1	36
931028	T.4	1	27
931029	T.5	1	18

Référence	Taille ou dimensions produit	Dimensions boîte	Dimensions carton
931025	T.1	110 x 40 x 110 mm	390 x 350 x 345 mm
931026	T.2	110 x 60 x 110 mm	390 x 350 x 345 mm
931027	T.3	110 x 95 x 110 mm	400 x 350 x 345 mm
931028	T.4	125 x 110 x 110 mm	400 x 350 x 345 mm
931029	T.5	205 x 110 x 110 mm	425 x 350 x 345 mm

Péremption

Durée de vie : 5 ans.

Précautions d'emploi

- Cessez l'utilisation et consultez immédiatement un médecin si l'état de la peau s'aggrave.
- Consultez un professionnel de santé avant de l'utiliser comme pansement sec ou humide.
- Pendant l'application et le retrait du bandage tubulaire, il est essentiel de maintenir le pansement primaire en place.