




DURA-STICK® PLUS devient **DURA-STICK® NERVE**

DE NOUVELLES ÉLECTRODES
POUR UN MEILLEUR CONFORT
DE STIMULATION !

→ **SANS CHANGEMENT DE RÉFÉRENCES NI DE TARIFS**





enovis™
Creating Better Together™

*Créer Mieux Ensemble.

DÉCOUVREZ LES NOUVELLES ÉLECTRODES
VIGNETTÉES CHATTANOOGA®, TOUJOURS AVEC LES
MÊMES TARIFS ET RÉFÉRENCES DE COMMANDE !

DURA-STICK® NERVE

Essayez les nouvelles
électrodes **Dura-Stick® Nerve**
dès aujourd'hui !



CARACTÉRISTIQUES

- Film textile gris (non lavable)
- Conduction : carbone
- Gel autocollant 1,6 +/- 0,4 mm
- Connectique filaire : fiches bananes 2 mm **universelles**
- Packaging Gris
- 1 sachet = 4 électrodes

RÉFÉRENCE

FORMAT

42219V	FIL Ø 32 mm
42197V	FIL Ø 50 mm
42198V	FIL 50x50 mm
42199V	FIL 50x90 mm
42211V	FIL 50x50 mm - Blue Gel (pour peaux sensibles)
42212V	FIL 40x90 mm - Blue Gel (pour peaux sensibles)

Prescrire : **Dura-Stick® Nerve Chattanooga®**
Remboursé S.S. - 5,18 € TTC le sachet - L.P.P.R. : 6142190

CONTACTEZ-NOUS :

Si vous êtes une pharmacie ou
un groupement de pharmaciens
sce.cial@enovis.com
05 59 52 86 90

Si vous êtes un magasin médical ou
répartiteur pharmaceutique
physio@enovis.com
05 59 52 80 90